



---

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP EaD

Projeto Integrado Multidisciplinar

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento  
de Sistemas

ALLAN CARVALHO BARBOSA      RA: 0583355

BRUNO CESAR FIRMINO          RA: 0584501

**TITULO: MANUAL DO USUÁRIO**

## SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	2
2	FAZENDO LOGIN .....	3
3	CADASTRO DE PACIENTES .....	4
4	GERANDO ARQUIVO DE REFERÊNCIA.....	5

## 1 - INTRODUÇÃO

Com o novo Corona vírus se espalhando rapidamente, precisamos nos atentar com as pessoas mais sugestiva ao novo vírus, quem vem se espalhando rapidamente por todo o mundo.

Nosso programa ajuda os profissionais de saúde a identificar onde se concentra e onde estão localizadas essas pessoas que estão no grupo de risco, identificando por idade acima de 65 anos e se tem comorbidades, e salvando os dados dessas pessoas e armazenando seu CEP.

## 2 - Fazendo login:

Ao iniciar o programa, ele irá apresentar uma tela pedindo para digitar o login.

```
===== Software Selfcare =====  
Seja bem vindo!  
Login:
```

Caso seja colocado um Login errado ele irá apresentar uma mensagem solicitando para digitar o login novamente.

```
===== Software Selfcare =====  
Seja bem vindo!  
Login:romeu  
Login incorreto, digite novamente.  
Login:█
```

Após isso digite um login pré definido “usuario”, então o programa pedira uma senha.

```
===== Software Selfcare =====  
Seja bem vindo!  
Login:usuario  
Senha:
```

Novamente se for colocado uma senha incorreta o programa pede que seja informado o login novamente e posteriormente a senha.

```
===== Software Selfcare =====  
Seja bem vindo!  
Login:usuario  
Senha:12345  
Senha incorreta, digite novamente.  
Login:█
```

Após isso digite uma senha padrão “123456”, verificando-se a veracidade das informações o sistema irá apresentar uma mensagem de “bem-vindo”.

A tela será limpa e então ele irá para a parte de cadastramento de dados pessoais do paciente, pedindo informações como nome, CPF, etc.

### 3 - Cadastro de pacientes:

Iniciando o cadastro do paciente:

```
===== Software Selfcare =====  
  
Digite os Dados do Paciente:  
  
Nome:João Batista de Souza  
CPF:29416786430  
Data de Nascimento (XX/XX/XXX):15/10/1940  
Telefone:12981476243
```

Logo após isso ele irá pedir várias outras informações do paciente como endereço, CEP, etc.

```
===== Software Selfcare =====  
  
Digite os Dados do Paciente:  
  
Nome:João Batista de Souza  
CPF:29416786430  
Data de Nascimento (XX/XX/XXX):15/10/1940  
Telefone:12981476243  
  
Digite o Endereço:  
  
Rua:Julio Silva  
Numero:722  
Bairro:Morumbi  
Cidade:São Paulo  
Estado [UF]:SP  
CEP:13435-500  
  
Email:joaobatista@gmail.com  
  
Data do (XX/XX/XXX):18/11/2020
```

Então por fim o programa pergunta para o usuário, se o paciente possui comorbidades, tendo somente duas respostas para isso “sim ou não”.

```
===== Software Selfcare =====  
  
O paciente possui comorbidades:  
Sim ou Não?
```

Caso a resposta seja sim o programa pede que seja descrito o tipo de comorbidade do paciente.

```
===== Software Selfcare =====  
  
O paciente possui comorbidades:  
Sim ou Não? sim  
  
Digite as comorbidades do Paciente:█
```

#### 4 - Gerando arquivo de referência:

Então o programa analisa se o paciente está no grupo de risco, baseado na idade do paciente e se tem ou não comorbidades, em caso de positivo em comorbidades como na imagem a cima, ele gera um arquivo txt, salvando os dados do paciente como idade e seu CEP.

```

===== Software Selfcare =====

O paciente possui comorbidades:
Sim ou Não? sim

Digite as comorbidades do Paciente:Diabetes

Arquivo gerado com sucesso

===== Obrigado por utilizar nosso programa =====
Pressione qualquer tecla para continuar. . .

```

O programa verifica não somente a comorbidade, mas também a idade do paciente, caso o paciente tenha a cima de 65 anos, também entra para o grupo de risco e também é gerado um arquivo txt.

```

===== Software Selfcare =====

O paciente possui comorbidades:
Sim ou Não? não

Arquivo gerado com sucesso

===== Obrigado por utilizar nosso programa =====
Pressione qualquer tecla para continuar. . .

```

Caso o usuário não se encaixe no grupo de risco, seja por idade ou comorbidades, o programa é encerrado sem gerar nenhum arquivo.

```

===== Software Selfcare =====

O paciente possui comorbidades:
Sim ou Não? não

===== Obrigado por utilizar nosso programa =====
Pressione qualquer tecla para continuar. . .

```